

M szaki adatok

Normál méret, 165 cm testmagasságig, összehajtvva a táskában
H x Sz x M cm-ben: 87 x 30 x 25
Kialakítás: 96 x 59 1/2 x M (változó), beállítás szerint

Junior méret, 165 cm testmagasságig, összehajtvva a táskában: 7 cm-el
rövidebb.
Kialakítás: 7 cm-el rövidebb és keskenyebb.

Shopper, vékonyabb változat, a kisebb kerekek miatt kisebb a kiterjedése. A
Junior változat legjobban gyermekek, valamint kis növés ek számára megfelel
Súly: 16 kg/akkumulátor és ülés (11 kg) nélkül.
* Shopper 12 kg/8 kg

3 akkumulátor közül lehet választani, Kilowatt-óra (Wh), súly,
100 kg-os terhelés esetén fennálló hatótávolság
158 Wh* 1,2 kg 13 km 274,4 Wh* 1,85 kg 25 km
420 Wh** 2,65 kg 35 km
* Repül gépen való utazáshoz is megengedett **Tilos vele repül gépen

Tölt készülék: 100-240 V (fokozatmentes), töltési idő lemerült akkumulátor
esetén:
5/8/12 óra

Max. ajánlott terhelhet ség: 150 kg plusz csomag, további terhelhet ség kérésre

Motor: névleges teljesítmény: 24 V 200 Watt, a kerékagyban, váltó (el
re/hátra) *Shopper 100 W

Teljesítmény emelked n 100 kg-os terhelés esetén: 15% *Shopper: 6%

Sebesség: 6km/h ** *Shopper 4 km/h


** Az EU-ban a közterületen közleked nem engedélyköteles motorkerékpárok
maximálisan megengedett sebessége 6 km/h. További maximális sebesség
kérésre

Gumiabroncsok: 200 x 50 mm, hátul: 186 x 70 mm

* Shopper összes kereke: 150 x 30 mm mindegyik kemény hab töltéssel ren-
delkezik

Fékek: Mindegyik hátsó kerék legalább egy szalagfékkel van ellátva
Parkolófék *Shopper: 1 darab fék jobbra

A termék az alábbiakat tartalmazza, ha err l külön egyeztetés nem történt:
1 darab TravelScoot választott akkumulátorral, tölt készülék, Scooter-
hordozótáska, felrögzíthet trapéz alakú táska a könny kézításka és a szerszá-
moszláda számára
Változattól függ en a járóbotok, valamint a bevásárlókosár is el készítésre
kerül.




TravelScoot
Re-Mobilize Your Life!

A mindössze 16 kg-ot nyomó TravelScoot a világon
messze a legkönnyebb és legkompaktabb elektromos
kerékpár. Tökéletes mindenki számára, akinek a lába
már nem tudja végigcsinálni az egész utat, de egyébként
még valamilyen szinten jó állapotban van.
A TravelScoot innovatív összecusukható rendszere lehet
vé teszi Önnek, hogy els alkalommal hajtson össze egy
ilyen járm vet a két kerekes Scooter csomagterébe.
A járm kinyitása és összecusukása egy percébe sem
kerül! Az összecusukott TravelScoot tökéletesen illik
hordozótáskája és olyan helyen is elfér, ahol egyéb-
ként még soha nem szállítottak elektromos kerékpárt
ezel tt!

A TravelScoot okos megjelenése miatt eltörli a
néhányak számára a mozgáskorlátozottság kel-
lemetlen stigmájaként számon tartott kerékpár
érzését. Ha egyáltalán észreveszik az idegenek,
akkor is egy kedves mosolyt, egy „felfelé mutató
hüvelykujjat” vagy egy olyan megjegyzést kap,
mint például a következő: „men járm !”.

További részleteket átfogó információkkal szolgáló webol-
dalunkon talál

www.travelscoot.com

or visit us:

escooter.de TravelScoot sales Europe

Adi-Maislinger-Str. 7 D-81373 Munich

Open Mo-Fr 10 a.m. to 6.30 p.m.

mail@travelscoot.eu



Termékleírás:

Egy forradalmi ötlettel a repülő gépjárműhasználatos nagy ellenállású alumínium felhasználásával egy rendkívül könnyű, hihetetlenül robusztus, szabadalmaztatott szerkezet jött létre. Az ajánlott max. 150 kg-os terhelhetőség ellenére nem kevés nagyobb súllyal rendelkező személy utazik a TravelScoottal és egyetlen hátránya, az emelkedés nyújtott csekélyebb teljesítmény, valamint a csökkent hatótávolság ellenére is szívesen használja. Azonban, ha magánál tart egy második akkumulátort, az már megoldja ezt a problémát.

Egyedülálló könnyű ségének, valamint a csomagteretnek köszönhetően bárhol magával viheti TravelScootját. Akár a sarki boltba indul, akár tömegközlekedéssel a városba megy ügyeket intézni, minden rendezvényhelyszínre magával viheti, de a fél vagy akár az egész világot is beutazhatja repülőn, illetve hajón, miközben magával viszi járművét.

A TravelScoot segítségével ismét mobilis lehet, még akkor is, ha a lábai nemtörődömek. A bevásárlás újra jó móka lesz!

Ha a séta már nehézkes, általában az állás sem kellemes. Sajnos azonban az állodálás egy mindennapos szükséglet, legyen szó a kasszánál, a pénztárnál stb. való állásról. A TravelScootnál nem kell többet állodálnia, csak ÜLNIE. A tömegközlekedési eszközökön mindig lesz saját helye és nem kell megkérnie a fiatalabbakat és/vagy az egészségesebbeket arra, hogy álljanak fel. Egyszeren csak parkolja le a járművét a rögzítőfékkel menetirányban szemben, ott, ahol épp van hely és várakozzon.

A mozgáskorlátozottak által használt járműveket (több mint két kerékkel ellátott járművek) bárhol használhatja, így ott is, ahol egyébként gyalogosan közlekedne, még az épületek belsejében is.

A versenytársakkal szemben járművünk a jelentős súlycsökkentésnek köszönhetően megnövekedett hatótávolsággal rendelkezik.

A mindennapok során a Scootereket újra és újra emelgetni kell, akár egy járdaszegélyen kell átkelnie, akár egy járműre szeretne felszállni, a legrosszabb esetben pedig, ha nincs lift és kénytelen lépcsőzni! Ezekben az esetekben minden egyes kilogramm számít!



Átfogó ajánlatot nyújtunk Önnek azzal kapcsolatban, milyen tartozékokat érdemes beszerezni TravelScootjához

Az univerzális utánfutó így... vagy így használható



Könnyű kézításhoz



Szett hajóúthoz



Kerekesszék



Szett repülőúthoz



Összehajtható bevásárlókosár



Magasabban elhelyezkedő akkumulátortartó



Három különböző lítiumion-akkumulátor közül választhat



Ülésfelfüggesztés